

Anticorpo Monoclonale Coniugato, Coniglio Anti-Cd14 Umano/Scimmia Per Citometria A Flusso - P08571

Numero articolo: CM0009957



introduzione

Anticorpo monoclonale anti-CD14 coniugato con , validato per citometria a flusso. Riconosce il CD14 umano e del cynomolgus, un marker di monociti/macrofagi e corecettore per LPS. Ideale per la ricerca sull'immunità innata e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale (mAb) coniglio anti-CD14 Umano/Scimmia
Note/Alias	CD14
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	929
ID Gene	929
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-352 del CD14 umano (NP_000582.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P08571
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio