


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd14 Per Citometria A Flusso - P08571

Numero articolo: CM0012520



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato mirante a CD14 (umano/cynomolgus). Progettato per la citometria a flusso (FC) per identificare monociti/macrofagi e studiare le risposte immunitarie innate. P08571.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human/Monkey CD14 mAb
Osservazioni/Alias	CD14
Specie	Umano
GeneID	929
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-352 del CD14 umano (NP_000582.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P08571
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio