


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd14 Per Citometria A Flusso - P08571

Numero articolo: CM0007878



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio anti-Umano/Scimmia CD14 validato per Citometria a Flusso. Riconosce CD14, un corecettore per LPS che media le risposte immunitarie innate. Adatto per campioni umani e di cynomolgus. Ideale per la ricerca in immunologia e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio anti-Umano/Scimmia CD14
Osservazioni/Alias	CD14
Specie	Umano
GeneID	929
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-352 del CD14 umano (NP_000582.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P08571
Peso Molecolare Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio