

Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd16 Mab Per Fc - P08637/O75015

Numero articolo: CM0008981



introduzione

Anticorpo monoclonale Coniglio anti-Umano/Scimmia CD16 per citometria a flusso. Riconosce CD16A e CD16B (FCGR3A/FCGR3B), con reattività nell'uomo e nella scimmia cinomolgo. Adatto per applicazioni FC.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano/Scimmia CD16 mAb
Note/Alias	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCR11; CD16-II; FCGR11; FCR11A; FcGR11A; CD16b
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2214/2215
Immunogeno	Proteina ricombinante/Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 20-208 di FCGR3A/FCGR3B umano (P08637/O75015)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P08637/O75015
Peso Proteico	29KDa/26KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio