

Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd16 Anticorpo Monoclonale Per Fc - P08637 / O75015

Numero articolo: CM0011270



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si targeting su CD16 umano e di scimmia cinomolgo (FCGR3A/3B). Validato per la citometria a flusso, ideale per la fenotipizzazione delle cellule NK e gli saggi funzionali ADCC.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano/Scimmia CD16 mAb
Note/Alias	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA; CD16b
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2214/2215
GeneID	2214/2215
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 20-208 di FCGR3A/FCGR3B umano (P08637/O75015)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P08637/O75015
Peso Proteico	29KDa/26KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio