

Anticorpo Monoclonale Coniugato Con Coniglio Anti-Cd16 Umano/Scimmia Per Citometria A Flusso - P08637/O75015

Numero articolo: CM0006131



introduzione

Anticorpo monoclonale anti-CD16 coniugato con di coniglio, validato per citometria a flusso, che riconosce il CD16 umano e del cinomolgo (FCGR3A/FCGR3B). L'immunogeno ricombinante copre il dominio extracellulare, garantendo il rilevamento specifico del recettore Fc per IgG a bassa affinità coinvolto nell'ADCC.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-CD16 Umano/Scimmia
Note/Alias	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA; CD16b
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2214/2215
ID Gene	2214/2215
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-208 di FCGR3A/FCGR3B umano (P08637/O75015).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano, Cinomolgo
SWISS	P08637/O75015
Peso Proteico	29KDa/26KDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio