

Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd18 Mab - P05107

Numero articolo: CM0004059



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si targeting su CD18 umano e di cinomolgo per citometria a flusso. CD18 (ITGB2) è la subunità integrina beta-2 che media l'adesione e la migrazione dei leucociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-Umano/Scimmia CD18 mAb
Osservazioni/Alias	LAD; CD18; MF17; MFI7; LCAMB; LFA-1; MAC-1
Specie	umano
GeneID (Umano)	3689
GeneID	3689
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-769 del CD18 umano (NP_000202.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P05107
Peso Proteico	85kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio