

Rabbit Anti-Human/Monkey Cd19 Mab - Cd19

Numero articolo: CM0012338

introduzione

Anticorpo monoclonale anti-CD19 (clone) prodotto in coniglio, validato per citometria a flusso. Riconosce il CD19 umano e di cinomolgo, una glicoproteina di superficie delle cellule B di 95 kDa. Adatto per la ricerca ematologica e immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Human/Monkey CD19 mAb
Osservazioni/Alias	CD19
Specie	Scimmia
Gene ID (Umano)	930
Gene ID	102145514
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-292 del CD19 di scimmia (XP_005591597.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano, Cinomolgo
Spedizione	Borsa del ghiaccio