

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd19 Umano/Di Scimmia - Cd19

Numero articolo: CM0011139

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD19 umano/di scimmia per citometria a flusso (FC). Reagisce crociatamente con il CD19 umano e del macaco cinomolgo (63 kDa). Ideale per la ricerca sulle cellule B e l'immunofenotipizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD19 umano/di scimmia
Alias	CD19
Specie	Scimmia
ID gene (umano)	930
ID gene (scimmia)	102145514
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-292 del CD19 di scimmia
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano, macaco cinomolgo
Peso della proteina	63 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante