

## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd19 Umano/Macaco - Cd19

Numero articolo: CM0009318

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con diretto contro CD19, reattivo con l'uomo e il macaco cinomolgo. Progettato per applicazioni di citometria a flusso, questo anticorpo riconosce una proteina transmembrana di 63 kDa, risultando adatto alla ricerca sull'immunofenotipizzazione delle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

| Specifiche          | Dettagli                                                                                                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD19 umano/macaco                                                                                                    |
| Note/alias          | CD19                                                                                                                                                        |
| Specie              | Macaco                                                                                                                                                      |
| ID del gene (umano) | 930                                                                                                                                                         |
| ID del gene         | 102145514                                                                                                                                                   |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-292 del CD19 del macaco (XP_005591597.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                                       |
| Applicazione        | Citometria a flusso                                                                                                                                         |
| Reattività crociata | Uomo, macaco cinomolgo                                                                                                                                      |
| Peso della proteina | 63 kDa                                                                                                                                                      |
| Spedizione          | Ghiaccio sintetico                                                                                                                                          |