

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd19 Umano/Di Scimmia - Cd19

Numero articolo: CM0011307

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro CD19 e validato per la citometria a flusso. Reagisce con il CD19 umano e del macaco cinomolgo, supportando la ricerca sulle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD19 umano/di scimmia
Note/alias	CD19
Specie	Scimmia
ID del gene (umano)	930
ID del gene	102145514
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-292 del CD19 di scimmia
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano, macaco cinomolgo
Spedizione	Borsa refrigerante