

Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd19 Anticorpo Monoclonale - Cd19

Numero articolo: CM0003981

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato ricombinante di coniglio che targeting CD19 per citometria a flusso. Validato per specie umana e scimmia cinomolgo. Adatto per l'analisi della lignea delle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano/Scimmia CD19 mAb
Osservazioni/Alias	CD19
Specie	Scimmia
Gene ID (Umano)	930
Gene ID (Scimmia)	102145514
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 20-292 del CD19 di scimmia.
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cynomolgus
Peso Proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio