

Mab Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd20 Per Fc - P12314

Numero articolo: CM0004676

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta affinità contro CD20 umano/cinomoigo, coniugato con , convalidato per citometria a flusso. Ideale per la profilazione delle cellule immunitarie e la ricerca clinica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-umano/scimmia CD20
Note/Alias	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Specie	Umana
ID gene (umano)	931
ID gene	931
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Uomo, Cinomoigo
SWISS	P12314
Peso proteico	14kDa/33kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio