


Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd20 Mab Per Citometria A Flusso - P11836

Numero articolo: CM0005246



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato mirato al CD20 umano/scimmia, ottimizzato per la citometria a flusso. Riconosce le isoforme specifiche delle cellule B di 33/14 kDa; cross-reagisce con la scimmia cynomolgus.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano/Scimmia CD20 mAb
Osservazioni/Alias	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	931
Gene ID	931
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P11836
Peso Proteico	14kDa/33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio