

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd20 Umano/Scimmia Per Fc - P11836

Numero articolo: CM0012534



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-CD20 umano/scimmia, reattivo con l'umano e il cynomolgus. Validato per citometria a flusso, bersaglia l'antigene dei linfociti B CD20, essenziale per studi sullo sviluppo, differenziazione e attivazione delle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb coniglio anti-CD20 umano/scimmia
Osservazioni/Alias	B1, S7, Bp35, CD20, FMC7, CVID5, LEU-16
Specie	Umano
Gene ID	931 (Umano)
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 del CD20 umano (NP_068769.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P11836
Peso proteico	14kDa/33kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio