

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Uomo/Scimmia Cd20 Per Citometria A Flusso - P11836

Numero articolo: CM0011070



introduzione

Anticorpo monoclonale Rabbit anti-Uomo/Scimmia CD20 di alta qualità validato per citometria a flusso. Rileva CD20, un canale del calcio specifico dei linfociti B (P11836), con reattività crociata verso uomo e scimmia cinocefala.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Rabbit anti-Human/Monkey CD20 mAb
Annotazioni/Alias	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	931
ID Gene	931
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 della mAb CD20 umana (NP_068769.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Uomo, Cinocefalo
SWISS	P11836
Peso Proteico	14kDa/33kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio