


Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd20 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P11836

Numero articolo: CM0006126



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di alta qualità di coniglio che targeting l'antigene CD20 umano/scimmia. Validato per la citometria a flusso. Marcatore delle cellule B per la ricerca immunologica, lo sviluppo di diagnostici e lo screening farmacologico. UniProt: P11836.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano/Scimmia CD20 mAb
Osservazioni/Alias	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Specie	Umano
GeneID (Umano)	931
GeneID	931
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 del CD20 umano (NP_068769.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P11836
Peso Proteico	14kDa/33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio