

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd25 Umano/Scimmia Per Fc - P01589

Numero articolo: CM0011312



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia CD25 (IL2RA). Convalidato per citometria a flusso (FC) in campioni umani e di cinomolgo. Ideale per lo studio delle cellule T regolatorie (TREG) e della tolleranza immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Human/Monkey CD25
Annotazioni/Alias	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Specie	Umana
ID genico	3559
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo, Cynomolgus
SWISS	P01589
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio