

Anticorpo Monoclonale Conigli Anti-Uomo/Scimmia Cd25 Per Citometria A Flusso - P01589

Numero articolo: CM0009124



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro CD25 (recettore alfa dell'IL-2) umano/scimmia. Validato per citometria a flusso, adatto per rilevare linfociti T regolatori e studiare i meccanismi di tolleranza immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Human/Monkey CD25 mAb
Annotazioni/Alias	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	3559
ID Gene	3559
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-213 di CD25 umano (NP_000408.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Uomo, Cynomolgus
SWISS	P01589
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio