

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd3 Umano/Scimmia Per Fc - P07766

Numero articolo: CM0004791



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-CD3 umano/scimmia per citometria a flusso. Rileva la catena epsilon della CD3 (23 kDa) sulle cellule T. Reagisce in modo crociato con campioni umani e di cinomolgo. Adatto per immunofenotipizzazione e ricerca sulle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Anti-CD3 umano/scimmia mAb da coniglio
Note/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Specie	Umana
GeneID (Umana)	916
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-126 della CD3 umana (NP_000724.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana, Cynomolgus
SWISS	P07766
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio