

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd3 Per Citometria A Flusso - P07766

Numero articolo: CM0011038



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato che mira alla catena epsilon del CD3 umano e di scimmia cinomolgo. Adatto per il rilevamento mediante citometria a flusso dei linfociti T nella ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-Umano/Scimmia CD3 mAb
Osservazioni/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	916
ID Gene	916
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-126 del CD3 umano (NP_000724.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano, Cinomolgo
SWISS	P07766
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio