

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd38 Umano/Macaco Per Fc - P28907

Numero articolo: CM0009079



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD38 umano/macaco coniugato con per citometria a flusso. Target della glicoproteina transmembrana da 14-34 kDa presente sui linfociti e in altri tessuti. Ideale per l'immunofenotipizzazione e gli studi funzionali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD38 umano/macaco
Note/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Specie	Umano
ID gene	952
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 43-300 del CD38 umano (NP_001766.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano, macaco cinomolgo
SWISS	P28907
Peso della proteina	14 kDa/34 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante