


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd38 Per Citometria A Flusso - P28907

Numero articolo: CM0012673



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro CD38 umano e cinomolgo, validato per citometria a flusso. Ideale per studiare le funzioni enzimatiche e recettoriali di CD38 nella regolazione immunitaria, il diabete e la ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	Rabbit anti-Human/Monkey CD38 mAb
Note/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	952
GeneID	952
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 43-300 di CD38 umano (NP_001766.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo, Cinomolgo
SWISS	P28907
Peso proteico	14kDa/34kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio