


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd38 Umano/Di Scimmia Per Citometria A Flusso - P28907

Numero articolo: CM0009885



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro il CD38 umano e di scimmia. Validato per la citometria a flusso, consente il rilevamento dell'espressione di CD38 nelle cellule immunitarie per la ricerca in immunologia e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD38 umano/di scimmia
Note/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Specie	Umano
GeneID (umano)	952
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 43-300 del CD38 umano (NP_001766.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano, macaco cinomolgo
SWISS	P28907
Peso della proteina	14kDa/34kDa
Spedizione	Confezione refrigerata con ghiaccio