


Polimab® Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd38 Per Fc - P28907

Numero articolo: CM0008247



introduzione

PolimAb® coniglio anti-umano/scimmia CD38 è un anticorpo monoclonale per citometria a flusso, validato per uomo e macaco cinomolgo. Bersaglia la glicoproteina CD38 coinvolta nella segnalazione delle cellule immunitarie e nel metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PolimAb® coniglio anti-umano/scimmia CD38
Note/Alias	CD38; ADPRC 1; ADPRC1; molecola CD38
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	952
GeneID	952
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 43-300 della CD38 umana (P28907)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo, Cynomolgo
SWISS	P28907
Peso proteico	13kDa/34kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio