

Mab Rabbit Anti-Uomo/Scimmia Cd4 Per Citometria A Flusso - P01730

Numero articolo: CM0011326



introduzione

Anticorpo monoclonale CD4 rabbit anti-Uomo/Scimmia (coniugato) convalidato per citometria a flusso. Rileva CD4, un marcatore chiave dei linfociti T helper e recettore per l'HIV. Adatto per il fenotipo delle cellule immunitarie e la ricerca sulle malattie infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human/Monkey CD4 mAb
Note/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	920
ID Gene	920
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD4 umano.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Uomo, Cynomolgus
SWISS	P01730
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio