

## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd4 Umano/Macaco Per Fc - P01730

Numero articolo: CM0009996



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , specifico per il CD4 umano e del macaco cinomolgo (glicoproteina di superficie delle cellule T). Validato per la citometria a flusso (FC). Ideale per la fenotipizzazione delle cellule immunitarie e la ricerca sull'HIV.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                |
|---------------------|---------------------------------------|
| Nome del prodotto   | mAb di coniglio anti-CD4 umano/macaco |
| Note/alias          | T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut       |
| Specie              | Uomo                                  |
| GeneID (umano)      | 920                                   |
| GeneID              | 920                                   |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante del CD4 umano.  |
| Origine             | Coniglio                              |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                 |
| Applicazione        | FC                                    |
| Reattività crociata | Uomo, macaco cinomolgo                |
| SWISS               | P01730                                |
| Peso della proteina | 51 kDa                                |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                    |