

Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd4 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P01730

Numero articolo: CM0004840



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD4 umano/scimmia, coniugato ad , validato per la citometria a flusso (FC). Mira alla glicoproteina di superficie cellulare T CD4; reagisce con umano e cinomolgo. SWISS: P01730.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano/Scimmia CD4 mAb
Note/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Specie	Umano
GeneID	920
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD4 umano.
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cinomolgo
SWISS	P01730
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio