

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd4 Umano/Scimmia Per Citometria A Flusso - P01730

Numero articolo: CM0009939



introduzione

mAb di coniglio anti-CD4 umano/scimmia, validato per la citometria a flusso (FC). Ha come bersaglio il CD4 umano (P01730) e presenta reattività crociata con il macaco cinomolgo. Utile per l'identificazione delle cellule T helper e per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD4 umano/scimmia
Note/alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Specie	Uomo
GeneID (umano)	920
GeneID	920
Immunogeno	Proteina ricombinante del CD4 umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo, macaco cinomolgo
SWISS	P01730
Peso della proteina	51 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante