


Anticorpo Monoclonale Coniugato Rabbit Anti-Umano/Scimmia Cd4 Per Citometria A Flusso - P01730

Numero articolo: CM0005368



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio riconosce specificamente la proteina CD4 umana, del cinomolgo e del macaco rhesus. Coniugato con , è validato per la citometria a flusso, adatto per l'identificazione delle cellule T helper e la ricerca sull'HIV.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Human/Monkey CD4 mAb
Note/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	920
ID Gene	920
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD4 umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cynomolgus, Rhesus
SWISS	P01730
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio