

Mab Coniglio Anti-Cd45 Umano/Scimmia Per Fc - P08575

Numero articolo: CM0012579



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro CD45 umano/scimmia, validato per citometria a flusso. Ideale per l'immunofenotipizzazione di sottopopolazioni leucocitarie in applicazioni diagnostiche e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human/Monkey CD45 mAb
Note/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5788
GeneID	5788
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-577 della CD45 umana (P08575).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana, Cynomolgio
SWISS	P08575
Peso proteico	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio