

Coniglio Anti-Cd45 Umano/Scimmia Mab Per Citometria A Flusso - P08575-9

Numero articolo: CM0011914

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato anti-CD45 umano/scimmia per citometria a flusso. Mirato all'antigene comune dei leucociti, cross-reattività con umano e cinomolgo. Adatto per immunofenotipizzazione. Isoforma 7, ~138 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	Coniglio anti-CD45 Umano/Scimmia mAb
Osservazioni/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5788
GeneID	5788
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 26-577 del CD45 umano (P08575).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano, Cinomolgo
SWISS	P08575-9
Peso Proteico	138kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio