

Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd45 Anticorpo Monoclonale Per Fc - P08575

Numero articolo: CM0010446



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che targeting umano e CD45 cinomolgo (P08575), convalidato per la citometria a flusso. Ideale per il rilevamento dell'antigene comune dei leucociti nella ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano/Scimmia CD45 mAb
Osservazioni/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5788
GeneID	5788
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 26-577 del CD45 umano (P08575)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P08575
Peso Proteico	138kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio