

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniugato Con Coniglio Anti-Cd45 Umano/Scimmia Per Fc - P08575

Numero articolo: CM0004608



introduzione

Anticorpo monoclonale -coniugato coniglio anti-CD45 umano/scimmia per citometria a flusso. Riconosce l'antigene leucocitario comune (LCA). Adatto per la profilazione delle cellule immunitarie e la ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-CD45 Umano/Scimmia
Note/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5788
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-577 del CD45 umano (P08575).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cinocefalo
SWISS	P08575
Peso Proteico	138kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio