


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd45 Umano/Scimmia Per Citometria A Flusso - P08575

Numero articolo: CM0008762



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD45 coniugato con per citometria a flusso, con reattività crociata verso CD45 umano e di macaco cinomolgo. Rileva l'antigene comune leucocitario per studi di immunofenotipizzazione e attivazione delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD45 umano/scimmia
Note/Alias	LCA, LY5, B220, CD45, L-CA, T200, CD45R, GP180, IMD105
Specie	Umano
ID Gene	5788 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-577 di CD45 umano (P08575)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	Citometria a flusso (FC)
Reattività crociata	Umano, Macaco cinomolgo
SWISS	P08575
Peso proteico	~147 kDa (canonico; isoforme multiple rilevate a 131-147 kDa)
Spedizione	Borsa del ghiaccio