

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd45 Umano/Scimmia Per Citometria A Flusso - P08575-8

Numero articolo: CM0010932

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante anti-CD45 coniugato con per citometria a flusso. Reagisce con l'isoforma 6 di CD45 (P08575-8) umano e di scimmia cinomolga, ideale per la profilazione e il fenotipizzazione delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-CD45 umano/scimmia
Note/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5788
GeneID	5788
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 26-577 della CD45 umana (P08575)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Uomo, Cynomolgo
SWISS	P08575-8
Peso proteico	138kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio