

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd45 Umano/Scimmia Per Citometria A Flusso - P08575-9

Numero articolo: CM0009933

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro CD45 umano e di macaco cinomolgo (PTPRC, LCA). Progettato per la citometria a flusso (FC), questo anticorpo riconosce l'isoforma 7 (P08575-9, ~138 kDa). Fornito in confezione refrigerata con ghiaccio per garantirne la stabilità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD45 umano/scimmia
Note/alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	5788
ID del gene	5788
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-577 del CD45 umano (P08575).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo, macaco cinomolgo
SWISS	P08575-9
Peso della proteina	138 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante con ghiaccio