


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd45 Per Citometria A Flusso - P08575

Numero articolo: CM0005142



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato che targeting CD45 umano e di scimmia, convalidato per citometria a flusso. Utile per il rilevamento dell'antigene leucocitario comune nella ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	Rabbit anti-Human/Monkey CD45 mAb
Note/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5788
Gene ID	5788
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-577 del CD45 umano (P08575)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P08575
Peso proteico	147kDa/143kDa/141kDa/136kDa/131kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio