


Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd45 Umano/Scimmia Per Citometria A Flusso - P08575

Numero articolo: CM0004821



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che riconosce il CD45 umano e del cinomolgo. Validato per la citometria a flusso, questo anticorpo rileva molteplici isoforme dell'antigene comune leucocitario, consentendo un immunofenotipizzazione precisa nella ricerca sui linfociti T e sull'ematopoiesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD45 Umano/Scimmia
Note/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5788
GeneID	5788
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-577 del CD45 umano (P08575).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P08575
Peso Proteico	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
Spedizione	Sacco refrigerante