

Rabbit Anti-Human/Monkey Cd64 Mab Per Citometria A Flusso - P12314

Numero articolo: CM0012189



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato derivato da coniglio, mirato al CD64 (FcγRI) umano e di scimmia cinomolgo. Verificato per applicazioni di citometria a flusso, adatto per l'identificazione di monociti/macrofagi e saggi di funzione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Human/Monkey CD64 mAb
Note/Alias	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2209
Gene ID	2209
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 16-288 del CD64 umano (NP_000557.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P12314
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio