

Mab Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd64 - P12314

Numero articolo: CM0004470



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CD64 (FCGR1A) umano/scimmia, validato per citometria a flusso. Recettore Fc IgG ad alta affinità sui monociti; idoneo per il monitoraggio immunitario e la ricerca su ADCC.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-umano/scimmia CD64
Annotazioni/Alias	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI
Specie	Umana
GeneID (umano)	2209
GeneID	2209
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 16-288 di CD64 umano (NP_000557.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Uomo, Cynomolgus
SWISS	P12314
Peso proteico	43kDa/39kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio