

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Cd64 Umano/Scimmia Per Citometria A Flusso - P12314

Numero articolo: CM0009850



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che riconosce il CD64 umano/delle scimmie (FcγRI), validato per la citometria a flusso. Adatto per la ricerca sull'immunità innata e adattativa. Reattività crociata con il cinomolgo. Recettore ad alta affinità specifico per monociti/macrofagi per le IgG.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb coniglio anti-CD64 Umano/Scimmia
Note/Alias	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2209
GeneID	2209
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 16-288 del CD64 umano (NP_000557.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Crociata	Umano, Cynomolgus (Cinomolgo)
SWISS	P12314
Peso Molecolare Proteico	43kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio