

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd69 Umano/Scimmia Per Citometria A Flusso - Q07108

Numero articolo: CM0007808



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro il CD69 umano (SWISS: Q07108). Convalidato per citometria a flusso su campioni umani e di macaco cinomolgo. Adatto per la ricerca sull'attivazione delle cellule immunitarie e sull'omeostasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD69 umano/scimmia
Note/Alias	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Specie	Umano
GeneID	969
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 78-199 del CD69 umano (NP_001772.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano, Macaco cinomolgo
SWISS	Q07108
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio