

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd69 Per Citometria A Flusso - Q07108

Numero articolo: CM0004166



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato diretto contro CD69 umano e di scimmia cinomolgo, validato per la citometria a flusso. Ideale per lo studio dell'attivazione delle cellule immunitarie e dell'omeostasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Human/Monkey CD69 mAb
Osservazioni/Alias	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Specie	Umano
GeneID (Umano)	969
GeneID	969
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 78-199 del CD69 umano (NP_001772.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	Q07108
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio