


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd86 Umano/Di Scimmia Per Fc - P42081

Numero articolo: CM0012794



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro CD86 umano e di macaco cinomolgo (B7-2), validato per la citometria a flusso. Adatto per lo studio della costimolazione delle cellule T e della funzione delle cellule presentanti l'antigene nella ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD86 umano/di scimmia
Note/Alias	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2
Specie	Uomo
ID gene (umano)	942
ID gene	942
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-241 del CD86 umano (NP_787058.5)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo, macaco cinomolgo
SWISS	P42081
Peso della proteina	38 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante