


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Uomo/Scimmia Cd86 Per Fc - P42081

Numero articolo: CM0008050



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia CD86 umano e della scimmia cìnomologa, validato per citometria a flusso. CD86 è una molecola costimolatoria sulle cellule presentanti l'antigene, essenziale per l'attivazione dei linfociti T. Adatto per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Human/Monkey CD86 mAb
Note/Alias	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2
Specie	Uomo
ID Gene	942 (Uomo)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-241 di CD86 umano (NP_787058.5)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Uomo, Cìnomologa
SWISS	P42081
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio