


Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd86 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P42081

Numero articolo: CM0010361



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato specifico per CD86 umano e di cinomolgo (B7-2), convalidato per la citometria a flusso. Ideale per la ricerca sull'attivazione delle cellule T e sulla costimolazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano/Scimmia CD86 mAb
Osservazioni/Alias	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	942
GeneID	942
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-241 del CD86 umano (NP_787058.5)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P42081
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio