


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd8A Umano/Di Scimmia - P01732

Numero articolo: CM0012652



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro CD8a umano/di scimmia, validato per la citometria a flusso. Ideale per l'analisi delle sottopopolazioni di cellule T e l'immunofenotipizzazione nella ricerca traslazionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD8a umano/di scimmia
Note/alias	CD8A; CD8; Leu2; MAL; p32; molecola CD8a
Specie	Umano
ID genico	925
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-182 della CD8A umana (NP_001759.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano, macaco cinomolgo
SWISS	P01732
Peso della proteina	21 kDa/25 kDa/30 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante