


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd8A Umano/Scimmia Per Fc - P01732

Numero articolo: CM0012388



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro CD8a umano e da cinomolgo, adatto per citometria a flusso. Riconosce il corecettore dei linfociti T coinvolto nelle risposte immunitarie mediate da MHC di classe I. SWISS: P01732.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-CD8a umano/scimmia
Note/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	925
ID gene	925
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 22-182 della CD8A umana (NP_001759.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Uomo, Cynomolgo
SWISS	P01732
Peso proteico	21kDa/25kDa/30kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio