


Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd8A Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P01732

Numero articolo: CM0008022



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio anti-CD8a umano/scimmia, validato per citometria a flusso (FC). Ideale per l'identificazione delle cellule T CD8+ e dei linfociti citotossici negli studi di profili immunitari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Umano/Scimmia CD8a mAb
Osservazioni/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Specie	Umano
GeneID (Umano)	925
GeneID	925
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-182 del CD8A umano (NP_001759.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P01732
Peso Proteico	21kDa/25kDa/30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio